

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА НАНО МЕЛАНИН (NANOMELANIN)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Гель цвета белого или со светло-голубым оттенком для наружного применения.

По 30-250 гр. в алюминиевые или в тубы полиэтиленовые ламинатные. (1) Пачка картонная;

(2) Инструкция по применению.

30 гр. продукта содержит:

1.	Фосфолипиды	1.1 гр.
2.	Холестерин	0.15гр.
3.	Сульфат меди	0.003гр.
4.	L-тирозин	0.003гр.
5.	α – токоферол ацетат	0.015 гр.
6.	Цинк сернокислый	0.003гр.
7.	Селен	0.00015гр.
8.	Гиалуроновая кислота	0.003гр.
9.	Вспомогательные вещества	Гелевая основа

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

-Усиливает синтез меланина и репигментацию пораженных участков кожи;

-Регулирует обмен веществ в коже;

-Защищает её от обезвоживания;

-Сохраняет эластичность кожи;

-Нейтрализует токсические свободные радикалы в коже;

-Обладает омолаживающим эффектом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяется для всех форм витилиго. Способствует улучшению состояния кожного покрова при витилиго и других косметических дефектов, гипер и гипопигментациях кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗА

Препарат используется только для наружного применения. Наносится на область поражения 2-3 раза в сутки курс лечения 8-12 недель.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При применении в составе комплексной терапии повышает антиоксидантное, мембраномодифицирующее, меланогенезстимулирующее действие.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Препарат можно применять как детям, так и во время беременности и лактации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При появлении ожога или аллергической реакции применение следует временно отменить.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Не наблюдались.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в картонной коробке, защищенной от света и недоступном для детей месте при температуре до +10°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧП «Saatov Vitiligo Clinic»

Ташкент, Узбекистан

Тел: (+99899) 100-25-52

E-mail: vitiligo_clinic@mail.ru